



Liv Des +72

Produktinformation

Flydende desinfektionsmiddel med rengørende effekt (tensid). Beregnet til anvendelse til desinfektion af glatte flader på ikke-invasivt medicinsk udstyr. Produktet kan også anvendes på almene glatte flader, som tåler alkohol.

Kun til professionel brug af sundhedspersonale (medicinsk formål) og professionelt rengøringspersonale (ikke-medicinsk formål).

Aktivt stof: ethanol 606 g/kg, isopropanol 61 g/kg.
Indeholder ca. 75 vol% ethanol med tilsætning af et tensid.

Brugsanvisning

Til ikke-invasivt medicinsk udstyr, følg altid producentens brugsanvisning. Desinfektionsmidlet påføres fladen direkte i rigelige mængder. Bearbejd fladen med en ren aftørningsklud/fnugfrit papir. Lad fladen være fugtig i hele virkningstiden, lad den derefter lufttørre.

Produktdata

Artikelnummer	Betegnelse	Antal/karton	EAN
17339300	Liv Des +72 300 ml	24 * 300ml	7391443173301
17330001	Liv Des +72 1L	12 * 1L	7391443173332
1733M001	Liv Des +72 1L Membrankapsyl	12 * 1L	7391443173387
17330005	Liv Des +72 5L	2 * 5L	7391443173356

UNSPSC: 42281604





CE-mærket medicinsk udstyr, klasse IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt:

Virkningstid:

Bactericidal	EN13727:		5min
Bactericidal	EN13697:		2min
Bactericidal	EN16615:		5min
Yeasticidal	EN13624:		5min
Yeasticidal	EN13697:		2min
Yeasticidal	EN16615:		5min
Fungicidal	EN13624:		5min
Virucidal	EN14476		
	Indkapslet virus:		1min
	Murine Norovirus:		5min
	Adenovirus:		5min

Brugersikkerhed

Anvend Liv Des +72 på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationerne før anvendelse.

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere tekniske specifikationer.

- Alvorlige hændelser med Liv Des +72 skal indberettes til info@clemondo.se samt til Lægemiddelstyrelsen.
- Produktet må ikke anvendes på flader eller udstyr, der ikke tåler produktet, f.eks. materialer, som kan korrodere eller blive beskadiget af alkohol.
- Personer, der er allergiske eller følsomme over for visse kemikalier i desinfektionsmiddel kan få udslæt på huden, åndedrætsproblemer eller andre allergiske reaktioner. Brug personlige værnemidler efter behov.
- Effektiviteten kan forringes ved tilstedeværelse af organisk materiale såsom snavs og kropsvæsker. Forbehandling i form af rengøring kan være nødvendigt.

Emballagemateriale

Emballage 300ml, 1L, 5L	Flaske/Dunk - HDPE
Lukning 300ml, 1L, 1L membran	Kapsel - PP
Lukning 5L	Kapsel - PP, PE
Etiket	Etiket - PE
Transportemballage	Karton - Bølgepap

Håndtering

Opbevares ved stuetemperatur i lukket originalemballage og utilgængeligt for børn. 3 års holdbarhed i uåbnet emballage, 12 måneder efter åbning. Produktet indeholder brandfarlige stoffer. Opbevar og anvend produktet langt fra varmekilder, gnister, åben ild eller varme flader. Tom emballage skal affaldssorteres som "emballage af plast". Ikke tom emballage skal affaldssorteres som "farligt affald".





Information/Symbol Description (to be included in IFU)	Symbol	Guidance for use (additional text required/explanations)
Manufacturer (Legal Manufacturer) <i>Shall include physical address</i>		Clemondo AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel: 042-25 67 00 www.clemondo.se info@clemondo.se
CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations		Yes, no NB number
Medical device		N/A
Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers)		N/A
Product name	N/A	N/A
Intended purpose	N/A	
LOT		N/A
Unique Device Identifier		N/A
Consult instructions for use		N/A
Expiry date		N/A
Warnings/precautions		
	 Fara	Mycket brandfarlig vätska och ånga
	 Fara	Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. Håll utom räckhåll för barn.