



## Liv Des +72

### Tuotteen kuvaus

Nestemäinen desinfiointiaine, jolla on puhdistava vaikutus (tensidi). Tarkoitettu sileiden pintojen desinfiointiin noninvasiivisissa lääkinnällisissä laitteissa. Tuotetta voidaan käyttää myös yleisille sileille pinnoille, jotka kestävät alkoholia.

Vain ammattikäyttöön, terveydenhuollon ammattilaisille (lääkinnälliseen tarkoitukseen) ja ammattisiivojille (muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen).

Aktiivinen ainesosa: etanoli 606 g/kg, isopropanoli 61 g/kg.

Sisältää noin 75 til.-% etanolia, lisäaineena tensidi.

### Käyttöohje

Noudata noninvasiivisille lääkinnällisille laitteille aina valmistajan käyttöohjeita.

Levitä desinfiointiainetta runsaasti suoraan pinnalle. Käsittele pinta puhtaalla liinalla/ nukkaamattomalla paperilla. Pinnan tulee olla kostea koko vaikutusajan, jonka jälkeen sen annetaan kuivua itsestään.

### Tuotetiedot

| Tuotenumero | Nimike                       | Määrä/laatikko | EAN           |
|-------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 17339300    | Liv Des +72 300 ml           | 24 * 300ml     | 7391443173301 |
| 17330001    | Liv Des +72 1L               | 12 * 1L        | 7391443173332 |
| 1733M001    | Liv Des +72 1L Membrankapsyl | 12 * 1L        | 7391443173387 |
| 17330005    | Liv Des +72 5L               | 2 * 5L         | 7391443173356 |

UNSPSC: 42281604





CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka IIa, NB 3033.

Mikrobiologinen vaikutus:

Vaikutusaika:

|              |                       |       |      |
|--------------|-----------------------|-------|------|
| Bactericidal | EN13727:              | ..... | 5min |
| Bactericidal | EN13697:              | ..... | 2min |
| Bactericidal | EN16615:              | ..... | 5min |
| Yeasticidal  | EN13624:              | ..... | 5min |
| Yeasticidal  | EN13697:              | ..... | 2min |
| Yeasticidal  | EN16615:              | ..... | 5min |
| Fungicidal   | EN13624:              | ..... | 5min |
| Virucidal    | EN14476               |       |      |
|              | Vaipalliset virukset: | ..... | 1min |
|              | Murine Norovirus:     | ..... | 5min |
|              | Adenovirus:           | ..... | 5min |

Käyttäjäturvallisuus

Käytä Liv Des +72:tä turvallisesti. Lue aina tuotteen etiketti ja tiedot ennen käyttöä.

Katso lisää teknisiä tietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

- Liv Des +72:n vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa osoitteeseen info@clemondo.se ja Fimealle.
- Tuotetta ei saa käyttää pinnoille tai laitteille, jotka ovat herkkiä tuotteelle, esim. materiaalit, joita alkoholi voi syövyttää tai vahingoittaa.
- Ihmiset, jotka ovat allergisia tai herkkiä desinfiointiaineiden tietyille kemikaaleille, voivat kokea ihottumaa, hengitysvaikeuksia tai muita allergisia reaktioita. Käytä tarvittaessa suojavarusteita.
- Voi olla vähemmän tehokas orgaanisten aineiden, kuten lian ja kehon nesteiden läsnä ollessa. Puhdistus esikäsitteilynä voi olla tarpeen.

Pakkausmateriaali

Pakkaus 300ml, 1L, 5L:

Pullo/Kanisteri - HDPE

Sulkeminen 300ml, 1L, 1L kalvo:

Korkki - PP

Sulkeminen 5L:

Korkki - PP, PE

Etiketti:

Etiketti - PE

Kuljetuspakkaus:

Laatikko - Aaltopahvi

Käsittely

Säilytä huoneenlämmössä suljetussa alkuperäispakkauksessa ja poissa lasten ulottuvilta.

Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 3 vuotta, avaamisen jälkeen 12 kuukautta. Tuote sisältää syttyviä aineita. Säilytä ja käytä tuotetta etäällä lämmönlähteistä, kipinäistä, avotulesta tai kuumista pinnoista. Tyhjä pakkaukset lajitellaan "muovipakkauksina". Pakkaukset, jotka eivät ole täysin tyhjiä, lajitellaan "vaarallisena jätteenä".





| Information/Symbol Description (to be included in IFU)                          | Symbol                                                                                             | Guidance for use (additional text required/explanations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer (Legal Manufacturer)<br><i>Shall include physical address</i>      |                   | Clemondo AB<br>Makadamgatan 16<br>254 64 Helsingborg<br>Tel: 042-25 67 00<br><a href="http://www.clemondo.se">www.clemondo.se</a><br><a href="mailto:info@clemondo.se">info@clemondo.se</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations                  |                   | Yes, no NB number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Medical device                                                                  |                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers) |                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Product name                                                                    | N/A                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Intended purpose                                                                | N/A                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LOT                                                                             |                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unique Device Identifier                                                        |                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consult instructions for use                                                    |                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Expiry date                                                                     |                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warnings/precautions                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | <br><b>Fara</b> | Mycket brandfarlig vätska och ånga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | <br><b>Fara</b> | Behållaren ska vara väl tillsluten.<br><br>VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.<br><br>Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.<br><br>Håll utom räckhåll för barn. |