



Liv Des +72

Produktinformasjon

Flytende desinfeksjonsmiddel med rengjørende virkning (tensid). Beregnet for bruk til desinfeksjon av glatte overflater på ikke-invasive medisintekniske produkter. Produktet kan også brukes på vanlige glatte overflater som tåler alkohol.

Kun for profesjonell bruk, av helsepersonell (medisinske formål) og profesjonelle renholdere (ikke-medisinske formål).

Aktiv substans: etanol 606 g/kg, isopropanol 61 g/kg.
Inneholder ca. 75 vol% etanol med en tilsetning av tensid.

Bruksanvisning

For ikke-invasive medisinsktekniske produkter, følg alltid produsentens bruksanvisning. Påfør rikelig med desinfeksjonsmiddel direkte på overflaten. Bearbeid overflaten med en ren klut eller lofritt papir. La overflaten være fuktig hele virketiden, og la den deretter lufttørke.

Produktdata

Artikkelnummer	Benevnelse	Antall/kartong	EAN
17339300	Liv Des +72 300 ml	24 * 300ml	7391443173301
17330001	Liv Des +72 1L	12 * 1L	7391443173332
1733M001	Liv Des +72 1L Membrankapsyl	12 * 1L	7391443173387
17330005	Liv Des +72 5L	2 * 5L	7391443173356

UNSPSC: 42281604





CE-merket medisinteknisk produkt, klasse IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt:

Virketid:

Bactericidal	EN13727:		5min
Bactericidal	EN13697:		2min
Bactericidal	EN16615:		5min
Yeasticidal	EN13624:		5min
Yeasticidal	EN13697:		2min
Yeasticidal	EN16615:		5min
Fungicidal	EN13624:		5min
Virucidal	EN14476		
	Innkapslede virus:		1 min
	Murine Norovirus:		5min
	Adenovirus:		5min

Brukersikkerhet

Bruk Liv Des +72 på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. For ytterligere teknisk spesifikasjon, se sikkerhetsdatabladet.

- Alvorlige hendelser med Liv Des +72 skal meldes til info@clemondo.se samt til Direktoratet for medisinske produkter (DMP).
- Produktet må ikke brukes på overflater eller utstyr som er sensitive for produktet, f.eks. materialer som kan korrodere eller bli skadet av alkohol.
- Personer med allergi eller følsomhet overfor visse kjemikalier i desinfeksjonsmidler kan oppleve hudutslett, pustevansker eller andre allergiske reaksjoner. Bruk verneutstyr ved behov.
- Kan være mindre effektivt i nærvær av organisk materiale som smuss og kroppsvæsker. Forbehandling med rengjøring kan være nødvendig.

Emballasjemateriale

Emballasje	300ml, 1L, 5L	Flaske/Kanne - HDPE
Lukking	300ml, 1L, 1L membran	Kork - PP
Lukking	5L	Kork - PP, PE
Etikett		Etikett - PE
Transportemballasje		Kartong - Bølgepapp

Håndtering:

Oppbevares i romtemperatur i lukket originalemballasje og utilgjengelig for barn. 3 års holdbarhet i uåpnet emballasje, 12 måneder etter åpning. Produktet inneholder brannfarlige stoffer. Oppbevar og bruk produktet på god avstand fra varmekilder, gnister, åpen ild eller varme overflater. Tom emballasje skal sorteres som "plastemballasje". Ikke helt tom emballasje skal sorteres som "farlig avfall".





Information/Symbol Description (to be included in IFU)	Symbol	Guidance for use (additional text required/explanations)
Manufacturer (Legal Manufacturer) <i>Shall include physical address</i>		Clemondo AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel: 042-25 67 00 www.clemondo.se info@clemondo.se
CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations		Yes, no NB number
Medical device		N/A
Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers)		N/A
Product name	N/A	N/A
Intended purpose	N/A	
LOT		N/A
Unique Device Identifier		N/A
Consult instructions for use		N/A
Expiry date		N/A
Warnings/precautions		
	 Fara	Mycket brandfarlig vätska och ånga
	 Fara	Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. Håll utom räckhåll för barn.