



Liv Des Gel 85

Produktinformation

Etanolbaserad handsprit av gelytp som verkar effektivt mot coronavirus, förkylningsvirus och influensavirus. Produkten används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Innehåller 85% denaturerad etanol samt glycerin som återfuktare för att förhindra uttorkning av huden. Desinfektionsmedlet efterlämnar en mjuk och smidig hud.

Produkten är godkänd enligt Statens Serum Institut Danmark.

Bruksanvisning

Massera in 2 pumpryck (4ml) tills händerna är torra (ca 30s). Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med mycket vatten. Tänk på att tummar och nagelband är typiska områden som man missar att desinficera. Huden ska vara torr innan nästa arbetsmoment påbörjas.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Antal/kartong	EAN
17159150	Liv Des Gel 85 150 ml	24 * 150ml	7391443171505
17159600	Liv Des Gel 85 600 ml	15 * 600ml	7391443171512
1715DP01	Liv Des Gel 85 Dispensopack 1 L 12 * 1L DP	12 * 1L DP	7391443171581
1715P001	Liv Des Gel 85 1 L med pump	12 * 1L	7391443171536

UNSPSC: 47131800

Microbiologisk effekt:

Bactericidal	EN1500:	4ml 30sek
Bactericidal	EN13727:	30sek
Yeasticidal	EN13624:	30sek
Tuberculocidal	EN14348:	30sek
Virucidal	EN14476	
	Vaccinia/Höljeförsedda virus:	30sek
	Murine Norovirus:	30sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.





Förpackningsmaterial

Förpackning 150ml, 600ml, 1L, 1L DP

Förslutning 150ml, 1L

Förslutning 1L

Förslutning 600ml

Förslutning 1L DP

Etikett

Transportförpackning

Flaska - HDPE

Kapsyl - PP

Pump - PP, PE, rostfritt stål, glas

Pump - PP, PE, POM, rostfritt stål, glas

Dispensokapsyl - PP, TPEE, POM, FKM, EVA, Rostfritt stål, NBR, PE

Etikett - PE

Kartong - Wellpapp

Hantering

Undvik att få stänk på textilier och golv då mjukgöraren kan efterlämna fläckar. Förvaringstemperatur bör ligga mellan -20°C och 30°C. Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast". 3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

